

Dénomination	Change complet respirant
Taille	T0/Extra Small
Référence	710430
Code EAN	7322540646160
Marquage CE	OUI
Poids total (+/- 7%)	66g
Dimension produit (+/- 7%)	614 x 420 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	530 x 200 mm
Tour de taille du patient	49 à 74 cm
Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1332 ml
Vitesse d'acquisition (s)	17 s
Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant
Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	30
	Nbre de sachets / carton	3
	Nbre cartons / palette	36
	Compactage	Oui
	Poids du carton	6,7 kg
	Volume carton m3	0,047
	Volume m3 / 100 pièces	0,052
	Site de production	Kartepe (Turquie)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Couleur	Intraversable, souple, silencieux et résistant Blanc avec deux bandes bleues en pointillés
	Composition	Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène
Technologie ConfioAir™		Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer
VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé
	Poids	15 g/m²
DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	52 g
	Textile Feel	Une matière douce pour un toucher textile
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	44 g
AUTRES	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas
	Poids	7,8 g
AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
	Composition des élastiques	Polyester-Polyuréthane
	ATTACHES ADHESIVES LARGES	Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongée
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient .
Confort et Sécurité	
	MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois
	RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané
	TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit
	BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.